

DNA 上样缓冲液 (6×)

2ml WLA086a

仅用于科学研究,不能用于诊断

Wanleibio



产品信息

产品名称 DNA 上样缓冲液 (6×)

产品概述 DNA 上样缓冲液 (DNA loading buffer, 6×), 是常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

包装信息

试剂名称	WLA086a	保存条件
DNA 上样缓冲液 (6×)	2ml	4°C

注意事项 由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭 (EB), 因而 DNA 上样缓冲液在长期使用过程中极易污染溴化乙锭, 因此操作的时候请注意适当防护。

使用说明 按照每 5μL DNA 样品加入 1μL DNA 上样缓冲液的比例, 混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液 (6×), 直接加到 DNA 胶内即可。